Python 预处理 fMRI 数据

1. DICOM 数据转换

DICOM 格式的数据(dcm 和 ima)都可以通过 dcm2niix 处转换成 nii 文件,可以结合 python 脚本和 shell 脚本进行处理。

首先,需要通过 anaconda 在需要使用的环境下安装 dcm2niix 库

```
python

conda install -c conda-forge dcm2niix
```

然后可以在 jupyter 中运行

```
jupyter notebook
### parameter setting
d2n = 'dcm2niix.exe -f '
### option setting
para = '-iy-ly-py-xy-vy-zy-o'
### output and input path setting
output_path = './nfiti'
input_path = './1BACK/'
files = os.listdir(input_path)
###obtain the sequence number
os.listdir(input_path)[1][32:36]
for file in files:
    output_name = 'test_fmri_' + file[32:36] + '.nii.gz'
   #print(output_name)
   cmd = d2n + ' \"' + output_name + '\"' + para + '\"' +
output_path + '\" ' + '\"' + input_path + '\"'
   #print(cmd) # ensure the command is correct (spacings and
quotes)
   ### execute the command
    os.system(cmd)
```

2. nii 数据预处理及安装问题

妄装 fmriprep,基于 nipype 对 fmri 数据进行预处理。在对数据进行处理之前,保证安装了 fsl, spm, matlab。

可以选择用 docker 封装好的 fmriprep 或者自己配置环境、安装依赖。因为我使用 python 脚本多一些,没有使用过 docker,所以选择自己配置环境。

安装 fmriprep:

anaconda prompt

pip install fmriprep

测试数据集需要用 datalad 下载,datalad 的安装用 conda install-c conda-forge datalad 就可以(详细数据及文件信息见 introduction_dataset)。一定要注意下载数据时后 面对应的目录,如果目录错误会报错。可能原版的说明文档和示例是根据程序在根目录(/)下运行得到的结果,所以很多的目录设置都不适用于非根目录运行的情况(大多数时候都不是,并且不建议),所以在程序运行的过程中一定要注意文件目录的设置,否则很容易出现很多关于文件名的报错。

bash shell

cd /data

datalad install -r ///workshops/nih-2017/ds000114

cd /ds000114

datalad get -J 4 ./derivatives/fmriprep/sub-*/anat/*preproc.nii.gz

datalad get -J 4 ./sub-01/ses-test/anat

datalad get -J 4 ./sub-*/ses-test/func/*fingerfootlips*

下载结束以后,如果被试数据文件还是不存在,可以在数据页面单独下载数据进行替换 (A test-retest fMRI dataset for motor, language and spatial attention functions.)。

Matlab 命令设置对应的 spm 路径,将 spm 的文件夹路径输入到 default 当中:

python

from nipype.interfaces.matlab import MatlabCommand
MatlabCommand.set_default_paths('/home/jyang/spm')

然后在终端运行 python 脚本就可以对数据进行预处理,得到的结果在设置的 output 文件夹中。

3. 安装问题

1) 在安装的过程中,出现报错:

ERROR: Could not install packages due to an OSError: [Errno 2] No such file or directory:'d:\\anaconda3\\envs\\neuro\\lib\\site-packages\\certifi-2025.6.15.dist-info\\METADATA'

是因为安装的 certifi 库中缺少 METADATA 文件,可能是由于以前安装了该文件的其他版本,在相应的路径下找到该版本文件的 METADATA,并复制报错中显示的目标文件 夹就可以(参考: https://www.cnblogs.com/huadongw/p/15193265.html)

2) 导入 fmriprep 时报错

ValueError: cannot find context for 'forkserver'

原因: forkserver 只支持 Unix 系统

解决方法

注:这两行一定要在 import fmriprep 之前,并且只在第一次运行程序的时候需要,之后运行程序记得将这两行注释掉

python

import multiprocessing as mp
mp.set_start_method('spawn')

3) 编码格式问题

由于 python3 默认的编码格式是 UTF-8,和库函数的编码格式不兼容,一开始认为是需要修改编码格式,但是发现在终端可以通过 python 导入有问题的 nipype 库,在 vscode 中的 jupyter notebook 却不可以导入,发现是 jupyter notebook 和终端的内核不一致,因此删除 jupyter notebook 的内核,重新安装。

安装好之后目前只能在脚本里运行,暂时没找到原因。

4) 文件路径设置问题

由于 nipype 的 spm 库中与原始的 spm 软件中 TPM.nii 文件的路径不一致,因此下载 TPM.nii 文件并放置到目标路径,将 tpm_img 修改为 TPM 文件所在的目标路径,否则会因 为找不到文件出现报错。

Python

tpm_img ='./TPM.nii' # specify the path to the TPM image
if not os.path.exists(tpm_img):

raise FileNotFoundError(f"TPM image not found: {tpm_img},
please check the targeting path!")

在 coregistration 处理部分,bbr.sch 也不在样例给出的路径中,因此在 anaconda 对应环境的 site-packages 里搜索 bbr.sch 文件,发现在之前下载的 fmriprep 库函数里有这个文件,因此将路径修改到对应的位置。

注:运行整个 workflow 需要保证环境中安装了 pwd, pwd 是 nipype.pipeline.plugins 的依赖 包。

但是使用 conda 和 pip 都没法安装 pwd 成功,在报错路径下的 Lib 中放入名为 pwd.py 的 python 文件:

```
from os import *
from pwd import *

def get_username():
    return getpwuid(getuid())[0]
```

就可以成功导入 pwd 了

注:程序只有在 linux/MacOS 环境下可以运行,windows 不能运行,会报错,所以环境只能在 MacOS 或者 linux 系统(Ubuntu/CentOS,windows 系统可以用 Windows Subsystem for Linux)。

5) 数据下载问题

Datalad 在 install 时如果出现 git user.name 和 user.email 没有配置的情况,可以直接在终端配置:

```
bash shell
git config --global user.email jyang0510@163.com
git config --global user.name jyang12138
```

由于 fsl6.0 的问题,在使用-meanvol 选项以后,保存的文件名会出现多余的.nii 后缀(sub-01_ses-test_task-fingerfootlips_bold_roi_mcf.nii_mean_reg.nii.gz),因此需要修改 nipype 中 fsl 的源代码。首先要找到 nipype 的安装路径:

```
bash shell
pip show nipype
```

6) fsl6.0 文件名问题

然后将下面的代码修改添加到 nipype 包路径下的 interfaces/fsl/preprocessing.py 文件中(标绿部分是需要注释掉的源代码):

```
python
if isdefined(self.inputs.mean_vol) and self.inputs.mean_vol:
#if LooseVersion(Info.version()) < LooseVersion("6.0.0"):</pre>
#FSL <6.0 outputs have .nii.gz_mean_img.nii.gz as extension</pre>
#outputs["mean_img"] = self._gen_fname(
#outputs["out_file"] + "_mean_reg.ext", cwd=output_dir)
#else:
#outputs["mean_img"] = self._gen_fname(
#outputs["out_file"], suffix="_mean_reg", cwd=output_dir)
            op.exists(self._gen_fname(outputs["out_file"]
"_mean_reg.ext", cwd=output_dir)):
   outputs["mean_img"] = self._gen_fname(outputs["out_file"]
"_mean_reg.ext", cwd=output_dir)
 else:
   outputs["mean_img"]
                                self._gen_fname(outputs["out_file"],
suffix="_mean_reg", cwd=output_dir)
```

注: nipype 只是调用已有的 fsl、spm 等程序的命令,需要保证这些程序安装成功。由于 spm 需要在 matlab 环境下运行,因此需要安装 matlab,程序才能正常运行。